

1<sup>er</sup> filler polyvalent multi-zones longue durée



# X-HA<sup>3</sup>®

TRIPLE INDICATION :  
RIDES MOYENNES - RIDES PROFONDES - LÈVRES



L'EXPERT EN ANTI-AGE MEDICAL

LABORATOIRES  
**FILORGA**  
PARIS

# RAJEUNISSEMENT artistique

## Molécule star

A lui seul, l'acide hyaluronique, macro-molécule constitutive du derme, donne à la peau **son aspect rebondi et ferme**. Mais avec l'âge, sa présence diminue (moins 6 % tous les dix ans), sa capacité à retenir l'eau chute et il organise moins efficacement les fibres de collagène dans la matrice extra-cellulaire. La peau s'affine, les contours se déforment, les volumes s'affaissent.

## Action ciblée

Logique donc que l'injection d'un acide hyaluronique optimisé redonne au visage **l'harmonie de ses 20 ans**. Injecté dans les rides, **X-HA<sup>3</sup>** les regonfle de l'intérieur. Dans les pommettes, il les remodèle et redessine l'ovale du visage. Dans les lèvres, il redéfinit leurs contours et leur donne un galbé naturel. Au final, **X-HA<sup>3</sup>** hydrate profondément le visage pour lui redonner un aspect « baby face » bien pulpeux. Il restaure les volumes et redessine les contours de façon harmonieuse. Pour des **résultats efficaces et immédiats, naturels et durables**.

## Fiche technique détaillée

**Formule unique** : combinaison d'acide hyaluronique réticulé et d'acide hyaluronique libre.

**Durée** : 9 à 12 mois

**Origine sûre** : biotechnologie, 100 % non animale

**Concentration adaptée** : 23 mg/ml

**Poids moléculaire élevé** : 2,5 MioDaltons (vs 1.5 MioDaltons AH présent dans le corps) pour mieux retenir l'eau

**Agent réticulant optimal** : BDDE (Butanediol diglycidyl ether) le plus efficace, le moins sensibilisant

**Présentation simple** : coffret de 2 seringues de 1 ml + aiguilles 27G1/2

**Outil pratique** : seringue à graduation inversée permettant une lecture immédiate de la quantité injectée, avec sécurité luer-lock pour éviter le décrochage de l'aiguille pendant l'injection.



# FILORGA, premier acteur français du rajeunissement du visage

## Légitimité Historique

Depuis 30 ans, les Laboratoires FILORGA développent des solutions anti-âge haute-performance, utilisées en cabinet médical, **pour corriger tous les signes visibles du vieillissement cutané**. A savoir : des peelings, des solutions injectables poly-revitalisantes de mésothérapie et des injections de comblement de rides à base d'acide hyaluronique, dispensés aujourd'hui dans les cabinets de médecine esthétique de 40 pays.

## Atout Esthétique

En parallèle, les protocoles Filorga ont ceci d'unique : ils peuvent se combiner entre eux pour un résultat optimisé. En associant traitement de mésothérapie, peeling et injections de comblement de rides, le médecin traite les causes et corrige les conséquences du vieillissement. Une prise en charge globale, personnalisée à l'extrême, qui assure un rajeunissement **du visage sur-mesure**, pour des **résultats visibles et naturels, immédiats et longue durée**.

## Caution Scientifique

Tous les produits Filorga sont initiés ou réalisés en collaboration avec d'éminents **spécialistes du vieillissement cutané** (dermatologues, médecins esthétiques, chirurgiens plasticiens, cosmétologues) appartenant au comité scientifique FILORGA. A chaque nouvelle avancée technologique, FILORGA tend ainsi vers **le protocole anti-âge le plus efficace du marché**. Protocole le plus sûr aussi et le moins agressif pour la peau, donc le moins contraignant pour le patient. Et ce n'est que lorsqu'un nouveau produit remplit ces trois conditions qu'il est validé par les chercheurs FILORGA, présenté aux congrès de médecine anti-âge, puis proposé aux patients.

# X-HA<sup>3</sup>, premier filler polyvalent multi-zone

X-HA<sup>3</sup> EST LE FRUIT D'UN CO-DÉVELOPPEMENT ENTRE FILORGA, SPÉCIALISTE RECONNU DE L'ANTI-ÂGE MÉDICAL, ET UN LABORATOIRE EUROPÉEN DE PREMIER PLAN EXPERT EN ACIDE HYALURONIQUE DE QUALITÉ INJECTABLE, NOTAMMENT EN RHUMATOLOGIE.

CE PARTENARIAT A DONNÉ NAISSANCE À UNE NOUVELLE APPROCHE DU COMPLEMENT, LA « DYNAMIC SCULPTURE », PERMETTANT UN COMPLEMENT IDÉAL ADAPTÉ À TOUTES LES PROFONDEURS.


## DYNAMIC SCULPTURE

UNE NOUVELLE APPROCHE DU COMPLEMENT

LA POLYVALENCE EST LE RESULTAT DE LA CONJUGAISON DE 3 PROPRIÉTÉS

### VOLUMATEUR


Avec X-HA<sup>3</sup>, peu de produit suffit à créer un volume permettant de soulever les tissus et de corriger ainsi rides moyennes ou profondes. Cette propriété volumatrice de X-HA<sup>3</sup> est donnée par sa visco-élasticité unique, obtenue grâce au poids moléculaire important combiné à une concentration d'acide hyaluronique élevée et à une réticulation adaptée.



Viscosité à 0,1 s<sup>-1</sup>

### MODELABLE

Une fois injecté, le gel de X-HA<sup>3</sup> peut être sculpté, modelé et positionné aisément dans les tissus, de manière à recréer des contours harmonieux. Cette forte capacité de modelage permet de traiter de façon naturelle les dépressions les moins profondes.



Tan $\delta$  :  $\frac{\text{viscosité}}{\text{élasticité}}$

### HOMOGENE


Grâce à une homogénéité exceptionnelle, le gel de X-HA<sup>3</sup> est d'une consistance égale et d'une densité uniforme, ce qui permet une injection précise et régulière, pour des résultats naturels.

s longue durée

## 4 atouts pour une correction parfaite


### 1 Viscosité adaptée

**POUR UN COMPLEMENT DYNAMIQUE**  
Grâce à sa viscosité unique, X-HA<sup>3®</sup> peut être injecté dans différentes profondeurs du derme, sans faire d'amas. Il permet ainsi la correction des rides moyennes (injection dans les couches médianes) et profondes (couches profondes du derme).



### 2 Homogénéité parfaite

Une attention toute particulière est apportée à l'homogénéisation du X-HA<sup>3®</sup> au cours de sa fabrication : deux étapes supplémentaires d'homogénéisation ont été intégrées pour obtenir l'un des gels les plus homogènes du marché. Cette homogénéité exceptionnelle permet une injection sûre et contrôlée ainsi qu'un résultat naturel et harmonieux, garantis à chaque seringue.




### 3 Rémanence optimale

Pour des résultats longue durée : mieux stabilisée dans un gel à forte densité, elle reste intacte dans la peau sur une période de 9 à 12 mois.

### 4 Pureté maximale

Via une purification en plusieurs étapes (garantissant le taux de protéines le plus bas du marché, donc les risques inflammatoires les plus faibles), un remplissage des seringues en salle blanche, une stérilisation à l'autoclave et un contrôle individuel de chaque seringue pour que tous les lots soient égaux.





## CONSEILS

### AVANT

Une injection d'acide hyaluronique, pour éviter des effets indésirables :

- Ne pas prendre d'aspirine ou d'anti-coagulant pendant les 10 jours précédant la séance.
- Eviter de consommer de l'alcool la veille, pour limiter la dilatation des vaisseaux sanguins.

### APRES

Un traitement esthétique, pour optimiser les résultats :

- Eviter l'exposition au soleil et utiliser une protection solaire quotidienne SPF 30 minimum.
- Eviter les écarts de température (sauna, hammam, froid intense).
- Eviter les efforts physiques intenses.
- S'abstenir de consommer des boissons alcoolisées et de fumer du tabac.
- Utiliser des produits post-procédure esthétique spécialement adaptés à la peau (Neocica de Filorga).
- Prolonger les effets des injections grâce à la Cosmésothérapie de FILORGA, les 1<sup>ers</sup> cosmétiques directement issus de la médecine esthétique. Soins disponibles en pharmacie.

LABORATOIRES  
**FILORGA**  
PARIS

**Contact Presse : Marianne TABUDLO**

Laboratoires FILORGA - 10 Rue de Vézelay - 75 008 Paris

Tel. : 01 42 93 94 00 / 06 98 14 90 90

ma@filorga.com - www.filorga.com